

# 탐구수업 지도자료

- 학 년 중학교 2학년
- 단 원 혼합물의 분리는 어떻게 할까요?
- 소 단 원 9장 크로마토그래피
- 제 목 학생용-확장 탐구(3)
- 대표 저자 강순희(이화여자대학교)
- 공동 저자 김지영(이화여자대학교)  
박은미(이화여자대학교)  
방담이(이화여자대학교)  
채명희(이화여자대학교)  
이은주(이화여자대학교)  
이윤하(이화여자대학교)  
김효진(이화여자대학교)

이 자료는 서울대학교 과학교육연구소가 교육인적자원부의 과학교육 연구기관으로 지정받아 수행하고 있는 「탐구·실험 중심의 과학교육 활성화를 위한 연구개발 사업」의 일환으로 개발되었습니다.



서울대학교 과학교육연구소

Seoul National University Science Education Research Center



# 초록색 은행잎 속의 노란색을 찾아라!

[혼합물의 분리]

( )년 ( )월 ( )일 ( )학년 ( )반 ( )번 이름 ( )

가을이 되면 은행잎 속에 숨어있던 노란색이 나타나면서 은행잎은 노랗게 변한다. 이 숨어있는 노란색을 찾아보자.



## 목표

- (1) 지식
  - 적은 양의 혼합물을 분리하는데 크로마토그래피가 이용됨을 설명할 수 있다.
- (2) 탐구 과정
  - 초록색 잎의 색소를 크로마토그래피로 분리할 수 있다.
  - 실험 결과를 토대로 하여 색소의 종류와 수를 추리할 수 있다.
- (3) 실험 기능
  - 크로마토그래피 장치를 바르게 설치할 수 있다.
- (4) 태도
  - 혼합물의 분리 방법이 일상생활에서 편리하게 사용됨을 알고 과학적 원리를 일상생활에 적용해보려는 태도를 갖는다.

## 준비물

은행잎(녹색), 석유에테르, 아세톤, 물, 거름종이, 비커, 랩, 유리막대, 동전, 자, 가위, 접착테이프

## 과정

- ① 가로는 5cm, 세로는 비커와 비슷한 정도의 길이로 거름종이를 자른다.
- ② 가위를 사용하여 녹색의 은행잎을 가로, 세로 1cm 정도의 크기로 자른다.
- ③ 자른 잎을 거름종이 위에 놓고 동전으로 문질러 잎의 초록색이 거름종이에 묻어나오도록 한다.
- ④ 거름종이를 접착테이프를 이용하여 유리 막대에 고정시킨다.
- ⑤ 석유에테르와 아세톤을 대략 4:1의 부피비로 섞은 용액을 비커의 바닥에서 0.5cm 정도 담기게 붓고, 거름종이를 비커 안에 장치한다.
- ⑥ 비커를 랩으로 밀봉한다.
- ⑦ 색이 분리되는 과정을 관찰하면서 용액이 거름종이의 3/4이상 올라오면 거름종이를 꺼내 잘 말린다.
- ⑧ 전개된 거름종이를 보고 초록색 은행잎에는 몇 가지 색소가 포함되어 있는지 쓰고, 색을 자세히 적어보자.



## 주의점

- 거름종이 위에 잎의 초록색이 진하게 묻어나올 수 있도록 여러 번 문질러서 준비한다.
- 거름종이는 수평을 유지하도록 장치한다.
- 거름종이는 약 1cm 정도 잠기도록 하고 이때 사인펜을 찍은 부분이 용매에 잠기지 않도록 주의한다.
- 거름종이의 끝까지 액체가 올라가지 않도록 주의한다.

